

Tusc2 Кроличья Pab - O75896

Артикул: CM0030646

введение

Кроличья поликлональная антитело (pAb) против TUSC2, нацеленное на белок-кандидат супрессора опухоли 2 (FUS1). Подходит для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА с перекрестной реактивностью к видам человека, мыши и крысы. Надежный инструмент для исследований в области биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TUSC2 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	PAP; FUS1; PDAP2; C3orf11; TUSC2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11334
ID гена	11334
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого TUSC2 (NP_009206.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75896
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом