

Кроличья Поликлональная Антитело К Twist2 Для Вб, Ифа - Q8Wvj9

Артикул: CM0027582

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого TWIST2 (bHLHa39, Dermo-1), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для изучения транскрипционной регуляции, остеогенеза и воспалительных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TwIST2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	AMS; FFDD3; BBRSAY; DERM01; SETLSS; bHLHa39; TWIST2
Вид	Человек
ID гена (человек)	117581
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого TWIST2 (NP_476527.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8WVJ9
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Холодильный пакет