

Кроличья Поликлональная Антитело К Tyro3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q06418

Артикул: CM0017384



введение

Кроличья поликлональное антитело к Tyro3, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий Tyro3, перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения сигналинга, опосредованного Tyro3, нейропротекции и механизмов вирусного проникновения в исследовательских целях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Tyro3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BYK; Dtk; RSE; Rek; Sky; Tif; Etk-2; Tyro3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7301
ID гена	7301
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 290-430 человеческого Tyro3 (NP_006284.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q06418
Молекулярный вес белка	97кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент