

Кроличье Поликлональное Антитело Ube2D1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P51668

Артикул: CM0024097



введение

Кроличье поликлональное антитело против UBE2D1 (UBCH5/UBC4/5) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Распознает белки человека, мыши и крысы. Полезно для изучения конъюгации убиквитина и путей деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело UBE2D1
Примечания/Альтернативные названия	SFT; UBCH5; UBC4/5; UBCH5A; E2(17)KB1; UBE2D1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7321
ID гена	7321
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-147 человеческого UBE2D1 (NP_003329.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51668
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом