

Ube2F Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969M7

Артикул: CM0025491



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против UBE2F (NEDD8-конъюгирующий фермент 2). Валидировано для вестерн-блоттинга, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходит для изучения путей неддилирования и модификации куллинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE2F Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	NCE2; UBE2F
Вид	Человек
GeneID	140739
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-185 человеческого UBE2F (NP_542409.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q969M7
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Ледяной пакет