


Моноклональное Кроличье Антитело К Ube2I Для Вб, Игг-П, Ифа - P63279

Артикул: CM0008970



введение

Надежное моноклональное кроличье антитело к UBE2I (UBC9) для вестерн-блота, ИГГ-П и ИФА. Обнаруживает СУМО-конъюгирующую фермент UBC9 человека, мыши и крысы — критический регулятор сумоилизации, ядерной архитектуры и сегрегации хромосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мК антитело к UBE2I
Примечания/синонимы	P18; UBC9; C358B7.1; UBE2I
Вид	Человек
GeneID (человек)	7329
GeneID	7329
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в диапазоне аминокислот 1-100 UBE2I человека (P63279)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P63279
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Хладоэлемент