


Кроличьи Поликлональные Антитела К Ube2I Для Вестерн-Блота - P63279

Артикул: CM0020692



введение

Данные кроличьи поликлональные антитела к UBE2I (UBC9) валидированы для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА у человека, мыши и крысы. Исследуйте пути сумоилирования и сегрегацию хромосом с антителами с высокой специфичностью.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к UBE2I
Примечания/алиасы	P18; UBC9; C358B7.1; UBE2I
Вид	Человек
ID гена (человек)	7329
ID гена	7329
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-158 человеческого UBE2I (NP_003336.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P63279
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Холодовой пакет