

Ube2K Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P61086

Артикул: CM0013829



введение

Высокоспецифичные поликлональные антитела кролика против человеческого UBE2K (E2-25K, HIP2). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; являются незаменимым инструментом для исследований убиквитин-протеасомной системы, изучения болезни Хантингтона и анализа деградации, ассоциированной с ЭПР.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE2K Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	LIG; HIP2; HYPG; UBC1; E2-25K; UBE2K
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3093
ID гена	3093
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого UBE2K (NP_005330.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P61086
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка-холодильник