

Поликлональное Кроличье Антитело К Ube2W Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96B02

Артикул: CM0022764



введение

Это поликлональное кроличье антитело к UBE2W выявляет UBE2W (UBC-16) человека и мыши, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. UBE2W представляет собой убиквитин-конъюгирующую фермент E2, участвующий в N-концевом моноубиквитинировании и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к UBE2W
Примечания/Алиасы	UBC16; UBC-16; UBE2W
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55284
Идентификатор гена	55284
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 40-110 белка UBE2W человека (NP_001001481.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96B02
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Айс-бокс