


Ube3A Кроличья Pab - Q05086

Артикул: CM0024656



введение

UBE3A кроличья поликлональная антитело, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; обнаруживает полосу 101 кДа; перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения убиквитинирования, циркадных ритмов, синаптической пластичности и вирусного онкогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE3A Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	AS; ANCR; PIX1; E6-AP; HPVE6A; EPVE6AP; UBE3A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7337
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-590 человеческого UBE3A (NP_570853.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05086
Молекулярный вес белка	101кДа
Доставка	Ледяной пакет