

Поликлональное Антитело Кролика Против Ube4A Для Wb, IHC-P, Elisa - Q14139

Артикул: CM0028377



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого UBE4A (фактор конъюгации убиквитина E4 A) для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком. Идеально для исследований убиквитинового пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против UBE4A (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	E4; UFD2; UBOX2; NEDHMS; UBE4A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9354
ID гена	9354
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 797-1066 человеческого UBE4A (NP_001191006.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14139
Молекулярная масса белка	123 кДа
Доставка	В пакете со льдом