

Поликлональное Антитело К Убиквитину Кролика - P0Cg47

Артикул: CM0015192



введение

Кроличье поликлональное антитело к убиквитину для ВБ, ИГХ-П, ИФА. Реагирует с убиквитином человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения протеасомной деградации, репарации ДНК и сигнальной трансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к убиквитину кролика
Примечания/Альясы	HEL-S-50; Ubiquitin
Вид	Человек
ID гена (человек)	7314
ID гена	7314
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-228 убиквитина человека (NP_061828.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P0CG47
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Хладоэлемент