


Поликлональное Антитело Кролика Против Убиквитина Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - P0Cg47

Артикул: CM0022900



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против убиквитина, подходящее для применений в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА.

Детектирует убиквитин у человека, мыши, крысы и других видов. Идеально для изучения деградации белков и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против убиквитина
Примечания/Альтернативные названия	HEL-S-50; Убиквитин
GeneID (Человек)	7314
GeneID	7314
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-228 убиквитина человека (NP_061828.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	P0CG47
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом