


Поликлональное Кроличье Антитело К Убиквитил-Гистону H2A-K119 (P04908/P0C0S8) Для Вестерн-Блота И Ифа

Артикул: CM0000075



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на убиквитилированный гистон H2A по лизину 119 (UniProt P04908/P0C0S8). Подходит для Вестерн-блота и ИФА, обладает широкой видовой реактивностью (человек, мышь, крыса, а также прогнозируется перекрестная реактивность с другими видами). Идеально подходит для исследований эпигенетики и хроматина в разработке IVD (in vitro диагностики).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Убиквитил-гистон H2A-K119 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	HIST1H2AB; Ubiquityl-Histone H2A-K119
Вид	Человек
GeneID (человек)	H2A
GeneID	3012/8329
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический убиквитилированный пептид, соответствующий области K119 человеческого HIST1H2AB (NP_734466.1).
Источник	Кролик
Категория	Другие антитела к модифицированным белкам
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (широкий диапазон прогнозируется)
SWISS	P04908/P0C0S8
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	С ледяным пакетом