

Кроличья Поликлональная Антитело К Ucp3 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P55916

Артикул: CM0019577

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому UCP3, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследования митохондриального метаболизма и процессов развязывания окисления и фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к UCP3
Примечания/алиасы	SLC25A9; UCP3
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	7352
ID гена	7352
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 20-119 человеческого UCP3 (NP_073714.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P55916
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	С пакетом охладителя