

Ugt2B7 Кроличья Поликлональная Антитело - P16662

Артикул: CM0022216



введение

Кроличье поликлональное антитело против UGT2B7. Валидировано для ВБ, ИФ/ИКК, ИЛА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Нацелено на аминокислоты 25-351. Идеально подходит для исследований метаболизма лекарств и конъюгации гормонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UGT2B7 Кроличья pAb
Примечания/алиасы	UGT2B9; UDPGTH2; UDPGT2B7; UDPGTh-2; UDPGT 2B7; UDPGT 2B9; UGT2B7
Вид	Человек
ID гена (человек)	7364
ID гена	7364
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-351 человеческого UGT2B7 (NP_001065.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИЛА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16662
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Ледяной пакет