

Поликлональное Антитело К Unc5C Из Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O95185

Артикул: CM0013449

введение

Высококачественное поликлональное антитело к UNC5C из кролика, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с UNC5C (103 кДа) человека, мыши и крысы. Идеально для исследований аксонального наведения и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к UNC5C из кролика (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	UNC5H3; UNC5C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8633
GeneID	8633
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-360 белка UNC5C человека (NP_003719.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95185
Молекулярная масса белка	103 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом