

## Кроличья Rab Против Upf1/Rent1 - Q92900

Артикул: CM0015188



### введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого UPF1/RENT1, валидирована для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ICC, IP и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований распада мРНК, опосредованного бессмысленными мутациями (NMD).

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | UPF1/RENT1 Rabbit pAb                                                                                                                       |
| Примечания/Псевдоним      | UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                     |
| GeneID (Человек)          | 5976                                                                                                                                        |
| GeneID                    | 5976                                                                                                                                        |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 819-1118 человеческого UPF1/RENT1 (NP_002902.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                      |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                     |
| Применение                | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                        |
| SWISS                     | Q92900                                                                                                                                      |
| Молекулярный вес белка    | 124 кДа                                                                                                                                     |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                                                                           |