

Кроличье Моноклональное Антитело К Уромодулину/Umod Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P07911

Артикул: CM0006981



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий уромодулин/UMOD (THP), валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с человеческим и мышиным антигенами. Идеально подходит для исследований биологии почек, инфекций мочевыводящих путей и биомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к уромодулину/UMOD
Примечания/синонимы	THP; FJHN; HNFJ; THGP; HNFJ1; MCKD2; ADTKD1; ADMCKD2; Уромодулин/UMOD
Вид	Человек
GeneID (человек)	7369
GeneID	7369
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 175-324 человеческого гликопротеина Тамма—Хорсфалла (NP_003352.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P07911
Молекулярная масса белка	70 кДа/55 кДа/115 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом