

Ush1C Кролик Pab - Ush1C

Артикул: CM0024824

введение

Поликлональное антитело, нацеленное на USH1C данио-рерио, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Подходит для исследований синдрома Ашера и сенсорной нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USH1C Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	zgc:136806; USH1C
Вид	Данио-рерио (Zebrafish)
ID гена (Человек)	10083
ID гена	564412
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 USH1C данио-рерио (NP_001035018.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Молекулярная масса белка	45кДа/58кДа/60кДа/62кДа/101кДа
Условия доставки	В пакете со льдом