

Кроличье Моноклональное Антитело К Usp10 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q14694

Артикул: CM0008843



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого USP10 (Q14694). Валидировано для применения в WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для изучения убиквитин-деубиктинирующих путей, аутофагии и ответа на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мкАнт к USP10
Примечания/Альясы	UBPO; UBP10; MGC2621; USP10
Вид	Человек
ID гена (человек)	9100
ID гена	9100
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого USP10 (Q14694).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14694
Молекулярная масса белка	87 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с аккумулятором холода