

Кроличье Поликлональное Антитело К Usp10 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q14694

Артикул: CM0028047



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий USP10, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. USP10 — деубиквитиназа, регулирующая p53, аутофагию, рециклинг рибосом и сигнальный путь NF-κB. Идеально подходит для исследований в области онкологии и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к USP10
Примечания/Алиасы	UBPO; USP10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9100
ID гена	9100
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 499-798 человеческого USP10 (NP_005144.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14694
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом