

Поликлональное Антитело К Usp18 Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Umw8

Артикул: CM0022495

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика к USP18, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с USP18 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения функции ISG15-специфической протеазы в интерфероновом сигналинге и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP18 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ISG43; UBP43; PTORCH2; USP18
Вид	Человек
ID гена (человек)	11274
ID гена	11274
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого USP18 (NP_059110.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UMW8
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Айс-пак