


Кроличье Моноклональное Антитело К Usp39 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q53Gs9

Артикул: CM0006742



введение

Валидация USP39 (Q53GS9) с помощью этого кроличьего моноклонального антитела. Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на деубиквитиназу, участвующую в сплайсинге пре-мРНК, репарации ДНК, противовирусном ответе и регуляции NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к USP39
Примечания/синонимы	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
Вид	Человек
GeneID (человек)	10713
GeneID	10713
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 466–565 USP39 человека (Q53GS9).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q53GS9
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом