


Кроличье Моноклональное Антитело К Usp7/Hausp Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q93009

Артикул: CM0009663



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий USP7/HAUSP (Q93009). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований пути p53, репарации ДНК и деубиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к USP7/HAUSP
Примечания/Альтернативные названия	TEF1; HAUSP; HAFOUS; DEL16P13.2; C16DELp13.2; USP7/HAUSP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7874
GeneID	7874
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 человеческого USP7/HAUSP (Q93009))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q93009
Молекулярная масса белка	128 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом