


Кроличье Рab Против Usp7/Хаusp - Q93009

Артикул: CM0016624



введение

Кроличье поликлональное антитело против USP7/HAUSP для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Нацелено на деубиквитинирующий фермент USP7 в регуляции p53 и репарации ДНК. Идеально для исследований деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против USP7/HAUSP
Примечания/Альтернативные названия	TEF1; HAUSP; HAF0US; DEL16P13.2; C16DELp13.2; USP7/HAUSP
Вид	Человек
GeneID (человек)	7874
GeneID	7874
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 206-1102 человеческого USP7/HAUSP (NP_003461.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q93009
Молекулярная масса белка	128 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом