


Кроличье Моноклональное Антитело К Usp9X Для Вб, Игк-П, Иф/Икк, Ифа — Q93008

Артикул: CM0004842



введение

Кроличье моноклональное антитело к USP9X, валидированное для использования в ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК и ИФА. Реагирует с USP9X человека, мыши и крысы — деубиквитиназой, критически важной для обмена белков и сигнальной трансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP9X кроличье мкАт
Примечания/алиасы	FAF; FAM; hFAM; DFFRX; MRX99; XLID99; MRXS99F; USP9X
Вид	Человек
ID гена	8239
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого USP9X (Q93008).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q93008
Молекулярная масса белка	290 кДа
Доставка	Холодильный пакет