


Поликлональные Кроличьи Антитела К Uty Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O14607

Артикул: CM0026026



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого UTY (гистондеметилаза UTY), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой, подходят для исследований в области эпигенетики и Y-хромосомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UTY кролик rAb
Примечания/Псевдоним	UTY1; KDM6C; KDM6AL; UTY
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7404
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого UTY (NP_009056.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O14607
Молекулярный вес белка	150 кДа
Доставка	Сумка со льдом