

Кроличыи Поликлональные Антитела К В-Синуклеину Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q16143

Артикул: CM0017099

введение

Кроличыи поликлональные антитела к β -синуклеину, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяют человеческий β -синуклеин с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белкам. Идеальны для исследований болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к β -синуклеину (pAb)
Примечания / Альтернативные названия	SNCB; β -синуклеин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6620
GeneID	6620
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-134 человеческого β -синуклеина (NP_001001502.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q16143
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом