


Кроличье Поликлональное Антитело К Vamp2 Для Вестерн Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии (Ihc-P), Elisa - P63027

Артикул: CM0012863



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против VAMP2 (синаптобrevин-2), валидированное для Вестерн блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ELISA. Распознает VAMP2 человека, мыши, крысы. Идеально для исследований высвобождения нейромедиаторов и слияния синаптических везикул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличье поликлональное антитело к VAMP2 (pAb)
Примечания / Альтернативные названия	SYB2; VAMP-2; NEDHAHM; VAMP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6844
ID гена	6844
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 белка VAMP2 человека (NP_055047.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг (WB), иммуногистохимия (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	P63027
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом