

Кроличье Моноклональное Антитело К Vamp8 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Bv40

Артикул: CM0012122



введение

Античеловеческое кроличье моноклональное антитело к VAMP8, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA); реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследования опосредованного SNARE слияния мембран, аутофагии и экзоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к VAMP8
Примечания/синонимы	EDB; VAMP-8; VAMP8
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8673
Идентификатор гена	8673
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого VAMP8 (NP_003752.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BV40
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Хладоэлемент