

Кроличья Поликлональная Антитела К Vars Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P26640

Артикул: CM0025075

введение

Высококачественные поликлональные антитела против человеческого VARS (валил-тРНК-синтетаза), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Молекулярная масса 140 кДа. Идеально подходит для исследований в области трансляции и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к VARS
Примечания/алиасы	G7A; VARS; VARS2; NDMSCA
Вид	Человек
ID гена (человек)	7407
ID гена	7407
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 человеческого VARS (NP_006286.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26640
Молекулярная масса белка	140 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом