

Кроличье Моноклональное Антитело К Vcam1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P19320

Артикул: CM0007658



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к VCAM1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Распознает человеческий VCAM1 (P19320) с иммуногеном, полученным из аминокислот 25-698. Идеально для исследований воспаления и иммунного надзора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к VCAM1
Примечания/Альтернативные названия	CD106; INCAM-100; VCAM1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7412
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-698 человеческого VCAM1 (NP_001069.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия в парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19320
Молекулярная масса белка	71 кДа / 74 кДа / 81 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом