


Кроличья Поликлональная Антитело К Vcp Для Wb, Ihc-P, Elisa — P55072

Артикул: CM0026010



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к VCP (p97/TERA) для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Реагирует с VCP человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области ERAD, аутофагии и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VCP Rabbit pAb
Примечания/синонимы	p97, TERA, CDC48, FTDALS6, VCP
Вид	Человек
GeneID	7415
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 460-770 VCP человека (NP_009057.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55072
Молекулярная масса белка	89 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом