


Поликлональное Антитело К Vegfc Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P49767

Артикул: CM0017694



введение

Поликлональное антитело к VEGFC кролика, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Распознает человеческий и мышинный VEGFC, ключевой ангиогенный и лимфангиогенный фактор роста. Идеально для исследований в сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к VEGFC кролика
Примечания/Альтернативные названия	VRP, Flt4-L, LMPH1D, LMPHM4, VEGFC
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7424
ID гена	7424
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого VEGFC (NP_005420.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-Р), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS-PROT	P49767
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом