


Кроличье Моноклональное Антитело К β II-Тубулину/ β 2-Тубулину Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q13885 / Q9Bva1

Артикул: CM0009206



введение

Кроличье моноклональное антитело к β II-тубулину/ β 2-тубулину (TUBB2A/TUBB2B), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы; идеально подходит для исследования динамики микротрубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к β II-тубулину/ β 2-тубулину
Примечания/синонимы	CDCBM5; TUBB; TUBB2; β II-тубулин/ β 2-тубулин
Вид	Человек
ID гена (человек)	7280/347733
ID гена	7280/347733
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 346–445 человеческого β II-тубулина/ β 2-тубулина (Q13885).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13885/Q9BVA1
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом