

Кроличыи Поликлональные Антитела К Villin1 Для Вб, Ифа - P09327

Артикул: CM0027871



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого Villin-1, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенный Villin-1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований эпителиальных клеток и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Villin1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	VIL; D2S1471; Villin1
Вид	Человек
ИД гена (человек)	7429
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-827 человеческого Villin1 (NP_009058.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09327
Молекулярная масса белка	93кДа
Доставка	Айс-пак