

Поликлональные Кроличьи Антитела К Vimp Для Вб, Ифа - Q9Bqe4

Артикул: CM0014427



введение

Поликлональные кроличьи антитела к VIMP, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белком. Нацелены на селенопротеин S, участвующий в деградации, ассоциированной с эндоплазматической сетью. Идеально подходят для исследований стресса эндоплазматической сети.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VIMP Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	SELS; VIMP; ADO15; SBB18; SEPS1; AD-015
Вид	Человек
ID гена (человек)	55829
ID гена	55829
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50–150 человеческого VIMP (NP_982298.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BQE4
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Айс-пак