


Кроличья Поликлональная Антитело К Винкулину Для Wb, If/Icc, Elisa - P18206

Артикул: CM0017750



введение

Кроличья поликлональная антитело к винкулину (PAb), валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживает винкулин человека, мыши и крысы (~124 кДа). Подходит для исследований клеточной адгезии, цитоскелета и механосенсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к винкулину
Примечания/алиасы	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Vinculin
Вид	Человек
ID гена (человек)	7414
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 751-850 человеческого винкулина (NP_054706.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18206
Молекулярная масса белка	124 кДа
Доставка	Холодоаккумулятор