


Поликлональное Антитело Кролика К Vip Для Вб, Игх-П, Ифа - P01282

Артикул: CM0017706



введение

Поликлональное антитело кролика к VIP — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Реагирует с VIP человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнальных путей нейропептидов и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к VIP
Примечания/Синонимы	RHM27; VIP
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	7432
ID гена	7432
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 31–170 VIP человека (NP_003372.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01282
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Холодопак