


Vip Кроличьи Поликлональные Антитела Для Wb, Elisa - P01282

Артикул: CM0022524



введение

Кроличьи поликлональные антитела к VIP, валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), подходящие для образцов человека, мыши и крысы. Нацелены на нейропептид VIP, участвующий в вазодилатации, нейропротекции и иммуномодуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VIP кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Псевдоним	RHM27; VIP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7432
GeneID	7432
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-169 VIP человека (NP_919416.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01282
Молекулярная масса белка	19 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом