


Vista Rabbit Pab - Q9H7M9

Артикул: CM0015627



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого VISTA (B7H5, GI24) для применений в вестерн-блоттинге и ИФА. Подходит для исследований активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против VISTA
Примечания/синонимы	B7H5; GI24; B7-H5; Dies1; PD-1H; SISP1; VISTA; PP2135; C10orf54; DD1alpha
Вид	Человек
Идентификатор гена	64115
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-194 человеческого VISTA (NP_071436.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9H7M9
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент