

Моноклональное Антитело Кролика К Витамину D (25-Oh-Vd) — 25-Oh-Vd

Артикул: CM0008578

введение

Моноклональное антитело кролика, направленное против 25-гидроксивитамина D (25-OH-VD). Реактивность, не зависящая от вида, подходит для применения в ДВ и ИФА. Для разработки диагностических наборов и исследований витамина D.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к витамину D (25-OH-VD)
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие витамину D (25-OH-VD)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ДВ, ИФА
Перекрёстная реактивность	Не зависит от вида
Условия транспортировки	Пакет со льдом