


Кроличья Поликлональная Антитела К Vldlr Для Wb, Elisa — P98155

Артикул: CM0030111



введение

Кроличья поликлональная антитела к VLDLR, специфичная к рецептору липопротеинов очень низкой плотности человека и мыши, подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA). Ключевой реагент для исследования липидного обмена, сигналинга Reelin и миграции нейронов. Поступает с универсальной платформы сырьевых материалов для ИВД компании CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к VLDLR
Примечания/Альтернативные названия	CAMRQ1; CARMQ1; CHRMQ1; VLDL-R; VLDLRCH; VLDLR
Вид	Человек
GenelD (человек)	7436
GenelD	7436
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности, включающей аминокислоты 833-869 VLDLR человека (NP_003374.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P98155
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия транспортировки	С ледяным пакетом