


Поликлональные Антитела Кролика Против Vps37A Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх, Ифа - Q8Nez2

Артикул: CM0015311



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против VPS37A, субъединицы комплекса ESCRT-I. Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Иммуноген соответствует аминокислотам 224–397 человеческого VPS37A.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VPS37A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HCRP1; PQBP2; SPG53; VPS37A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	137492
ID гена	137492
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 224-397 человеческого VPS37A (NP_689628.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NEZ2
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом