

Кроличья Поликлональная Антитело К Vsnl1/Vilip-1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P62760

Артикул: CM0028214

введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело к VSNL1/VILIP-1, валидированная для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и биомаркеров болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к VSNL1/VILIP-1
Примечания/Синонимы	HLP3; VILIP; HPCAL3; HUVISL1; VILIP-1; VSNL1/VILIP-1
Вид	Человек
ID гена (человек)	7447
ID гена	7447
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий аминокислоты 2-191 человеческого VSNL1/VILIP-1 (NP_003376.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62760
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом