

Кроличья Поликлональная Антитело К Wasf3 Для Вб И Ифа — Q9Uру6

Артикул: CM0021186

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого WASF3 (WAVE3). Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения динамики актинового цитоскелета и клеточной морфологии. — Q9UPY6

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WASF3 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альясы	SCAR3; WAVE3; Brush-1; WASF3
Вид	Человек
ID гена	10810
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого WASF3 (NP_001278894.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UPY6
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Холодопак