


Мышинная Моноклональная Антитела К Wdr77 Для Вб И Ифа - Q9Bqa1

Артикул: CM0004401



введение

Мышинная моноклональная антитела против человеческого WDR77 (p44/Мер50), валидированная для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Подходит для изучения функции митохондрии, сборки сплайсосомных Sm-белков и метилирования белка Piwi.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышинные моноклональные mAb к WDR77
Примечания/Синонимы	p44; МЕР50; МЕР-50; НКМТ1069; Nbla10071; p44/Мер50; WDR77
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	79084
ID гена	79084
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого WDR77
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BQA1
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодильный пакет