

Поликлональные Кроличьи Антитела К Wisp3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O95389

Артикул: CM0017206

введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против человеческого WISP3 (CCN6), валидированные в WB и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для изучения митохондриального дыхания и скелетного роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	WISP3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	PPD; LIBC; PPAC; PPRD; WISP3; WISP-3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8838
GeneID	8838
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-260 человеческого WISP3 (NP_937882.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95389
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом