


Кроличье Моноклональное Антитело К Wnk3 — Q9Byp7

Артикул: CM0006493



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого WNK3, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Определяет WNK3 человека, мыши и крысы (~198 кДа). Идеально подходит для исследований передачи сигналов киназ и электролитного гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к WNK3
Примечания/синонимы	PRKWINK3; WNK3
Вид	Человек
Идентификатор гена	65267
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1700-1800 человеческого WNK3. (NP_065973.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BYP7
Молекулярная масса белка	198 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом